

Wb, Elisa용 Phospho-Insr-Y1146/Igf1R-Y1131 Rabbit Pab - P06213 / P08069

품목 번호: CM0001126



소개

이 토끼 다클로날 항체는 인간 샘플의 인산화 INSR (Y1146) 및 인산화 IGF1R (Y1131)을 특이적으로 인식합니다. 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인슐린/IGF 신호 전달 연구 및 IVD 개발에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131 Rabbit pAb
비고/별칭	INSR/IGF1R; Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	3480/3643
GeneID	3643/3480
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 IGF1RINSR (NP_000199.2)의 Y1146 주변의 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P06213/P08069
단백질 분자량	155kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)