

## Phospho-Insr-Y1189/Y1190 + Igf1R-Y1165/Y1166 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P08069/P06213

품목 번호: CM0000855



### 소개

INSR의 Y1189/Y1190 및 IGF1R의 Y1165/Y1166 이중 인산화 부위를 검출하는 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 인슐린/IGF-1 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터           | 값                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명            | Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 Rabbit pAb   |
| 비고/별칭          | IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166  |
| 종              | 인간                                                        |
| GeneID (Human) | 3480/3643                                                 |
| GeneID         | 3480/3643                                                 |
| 면역원            | 인간 IGF1R/INSR (NP_000199.2)의 Y1165 & Y1166 주변 합성 인산화 펩타이드 |
| 원천             | 토끼                                                        |
| 카테고리           | 인산화 항체                                                    |
| 응용 분야          | WB, ELISA                                                 |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 랫트                                               |
| SWISS          | P08069/P06213                                             |
| 단백질 분자량        | 154kDa/155kDa/156kDa                                      |
| 배송             | 아이스백                                                      |