

Phospho-Irak4-Ser346 토끼 단일클론항체, Wb, Elisa 용 - Q9Nwz3

품목 번호: CM0001395



소개

Ser346에서 인산화된 IRAK4에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 선천성 면역 신호전달의 핵심 키나제인 인간 IRAK4(Q9NWZ3)와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-IRAK4-Ser346 토끼 단일클론항체
비고/별칭	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64
종	인간
유전자 ID (인간)	51135
유전자 ID	51135
면역원	합성 펩타이드: 인간 IRAK4 (NP_057207.2)의 Ser346 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NWZ3
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백