


## Phospho-Ire1-S724 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75460

품목 번호: CM0001061



### 소개

Ser724에서 인산화된 IRE1(ERN1)을 표적으로 하는 인산화 특이성 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 유효성이 확인되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 ER 스트레스 및 UPR 경로 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-IRE1-S724 Rabbit mAb                  |
| 비고/별칭       | IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724 |
| 종 특이성       | 인간, 마우스, 래트                                   |
| 유전자 ID (인간) | 2081                                          |
| 유전자 ID      | 2081                                          |
| 면역원         | 인간 IRE1 (NP_001424.3)의 S724 주변 합성 인산화 펩타이드    |
| 항체원         | 토끼                                            |
| 카테고리        | 인산화 항체                                        |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                   |
| SWISS       | O75460                                        |
| 단백질 분자량     | 110kDa                                        |
| 배송 조건       | 아이스백                                          |