

Phospho-Ire1-S724 Rabbit Pab - O75460

품목 번호: CM0001877



소개

인산화된 IRE1(S724)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IHC-P, ELISA 응용에 사용됩니다. 인간, 쥐, 랫드에서 검증되었습니다. ER 스트레스와 비접힌 단백질 반응 경로 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-IRE1-S724 Rabbit pAb
비고/별칭	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724
종	인간
GeneID (인간)	2081
GeneID	2081
면역원	인간 IRE1alpha (NP_001424.3)의 S724 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	O75460
단백질 무게	110 kDa
배송	아이스백