

Wb 및 Elisa용 Phospho-Irf3-S386 Rabbit Pab - Q14653

품목 번호: CM0001275



소개

S386에서 인산화된 IRF3에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 IRF3와 반응합니다. 인터페론 신호 전달 및 선천성 면역 경로 조사에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-IRF3-S386 Rabbit pAb
비고/별칭	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3661
GeneID	3661
면역원	합성 펩타이드 사람 IRF3 (NP_001562.1)의 S386 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q14653
단백질 크기	47kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)