

Wb, Elisa용 Phospho-Irs1-S1101 Rabbit Pab - P35568

품목 번호: CM0000557



소개

Ser1101에서 인산화된 IRS1를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 인슐린 신호 전달 및 대사 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-IRS1-S1101 Rabbit pAb
비고/별칭	HIRS-1; Phospho-IRS1-S1101
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3667
유전자 ID	3667
면역원	사람 IRS1 (NP_005535.1)의 S1101 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P35568
단백질 크기	132kDa
배송	아이스 백(Ice bag)