


Phospho-Irs1-S307(인체 특이적) 토끼 다클론 항체(Pab) - Wb, Ihc-P, Elisa용 - P35568

품목 번호: CM0001499



소개

IRS1 pS307(인체 특이적)을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA 검증 완료. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 인슐린 신호 전달, 대사 질환 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-IRS1-S307(인체 특이적) 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	HIRS-1; Phospho-IRS1-S307(인체 특이적)
종	인체(Human)
GeneID	3667
면역원	합성 펩타이드 인체 IRS1의 S307 주변 합성 인산화 펩타이드(NP_005535.1).
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	P35568
단백질 무게	132kDa
배송	아이스팩