

인산화-Irs1-S312 토끼 다클론 항체 (웨스턴 블롯용) - P35568

품목 번호: CM0001213



소개

인간 IRS1의 세린 312 부위를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅에서 유효성이 검증되었으며 마우스, 래트와 교차 반응성이 있어 인슐린 신호 전달 및 대사 연구에 적합합니다. - P35568

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-IRS1-S312 토끼 pAb
비고/별칭	HIRS-1; 인산화-IRS1-S312
종	인간
유전자 ID (인간)	3667
유전자 ID	3667
면역원	합성 펩티드 - 인간 IRS1의 S312 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이 펩티드
원산지	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35568
단백질 분자량	132kDa
배송 방식	아이스팩