

Phospho-Irs1-S612/S636 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

품목 번호: CM0000749



소개

Phospho-IRS1-S612/S636 토끼 단일클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 IRS1과 반응합니다. 인슐린 신호 전달 및 대사 장애 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-IRS1-S612/S636 Rabbit mAb
비고/별칭	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612/S636
종	인간
GeneID (Human)	3667
GeneID	3667
면역원	합성 펩타이드: 인간 IRS1 (NP_005535.1)의 S616 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P35568
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백