


Wb, Elisa용 Phospho-Irs1-S636/639 토끼 다클로날 항체 - P35568

품목 번호: CM0001602



소개

Ser636 및 Ser639에서 인산화된 IRS1을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람(Human) 샘플의 웨스턴 블로트 및 ELISA에서 검증되었습니다. 이 고품질 항체로 인슐린 신호 전달 및 당뇨병 연구를 탐색해 보세요.

[자세히 알아보기](#)

제품명	비고/별칭	종(Species)	GeneID (사람)	GeneID	면역원(Immunogen)	공급원(Source)	카테고리	응용(Application)	교차 반응성	SWISS	단백질 분자량	배송
Phospho-IRS1-S636/639 Rabbit pAb	HIRS-1; Phospho-IRS1-S636/639	사람(Human)	3667	3667	합성 펩타이드: 사람 IRS1 (NP_005535.1)의 S636 및 S639 주변의 합성 인산화 펩타이드.	토끼(Rabbit)	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)	WB, ELISA	사람(Human)	P35568	132kDa	아이스백(Ice bag)