

Phospho-Jak2-Y1008 Rabbit Pab For Wb, Elisa - O60674

품목 번호: CM0001758



소개

Phospho-JAK2-Y1008 토끼 폴리클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 JAK2의 Tyr1008에서 인산화된 형태를 검출하며, 이는 사이토카인 신호 전달 및 염색질 조절에서 중요한 활성화 부위입니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-JAK2-Y1008 Rabbit pAb
비고/별칭	JTK10; Phospho-JAK2-Y1008
종	인간
GeneID (Human)	3717
GeneID	3717
면역원	인간 Phospho-JAK2-Y1008 (NP_004963.1)의 Y1008 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60674
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스백