

## Phospho-Jak2-Y221 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O60674

품목 번호: CM0000913



### 소개

Phospho-JAK2-Y221 토끼 폴리클론 항체는 인간, 마우스, 래트의 티로신 221에서 인산화된 JAK2를 내인적으로 검출합니다. JAK/STAT 신호 전달 연구에서 WB 및 ELISA 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                           |
|----------------|---------------------------------------------|
| 제품명            | Phospho-JAK2-Y221 Rabbit pAb                |
| 비고/별칭          | JTK10; Phospho-JAK2-Y221                    |
| 종              | 인간                                          |
| GeneID (Human) | 3717                                        |
| 면역원            | 인간 JAK2 (NP_004963.1)의 Y221 주변 합성 인산화 펩타이드. |
| 원천             | 토끼                                          |
| 카테고리           | 인산화 항체                                      |
| 응용 분야          | WB, ELISA                                   |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                 |
| SWISS          | O60674                                      |
| 단백질 분자량        | 131kDa                                      |
| 배송             | 아이스백                                        |