

Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Rabbit Pab - P45983 / P45984 / P53779

품목 번호: CM0000687



소개

JNK1/2/3 활성화 부위를 표적으로 하는 포스포-특이성 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료. 스트레스 신호전달 및 세포사멸 연구를 위한 인간 및 마우스 대상으로 설계됨.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 Rabbit pAb
종	인간
GeneID (인간)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
면역원	합성 펩타이드 인간 JNK1/2/3MAPK8 (NP_620637.1)의 T183 & Y185 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P45983/P45984/P53779
단백질 무게	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
배송	아이스팩