

Wb용 Phospho-Junb-S259 토끼 다가클로날 항체 - P17275

품목 번호: CM0001470

소개

사람, 마우스, 랫트의 웨스턴 블롯(WB)에서 검증된 Phospho-JunB-S259 토끼 다가클로날 항체입니다. 세린 259에서 인산화된 전사 인자 JunB를 검출하며, AP-1 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-JunB-S259 Rabbit pAb
비고/별칭	AP-1; Phospho-JunB-S259
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3726
유전자 ID	3726
항원	합성 펩타이드: 사람 Phospho-JunB-S259의 S259 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P17275
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)