

Phospho-Lamin A/C-S22 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - P02545

품목 번호: CM0001075



소개

Serine 22에서 인산화된 Lamin A/C를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 쥐 샘플에 대해 WB, IP, ELISA 검증을 완료했습니다. 핵층(nuclear lamina) 및 염색질 구성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Lamin A/C-S22 토끼 다클론 항체
비고/별칭	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Phospho-Lamin A/C-S22
종	인간
GeneID (인간)	4000
GeneID	4000
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P02545
단백질 무게	74kDa
배송	아이스팩