

Wb 및 Elisa용 Phospho-Lat-Y171 Rabbit Pab - O43561

품목 번호: CM0001956

소개

T세포 수용체 신호전달의 핵심 어댑터인 인간 LAT의 인산화된 티로신 171을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로널 항체입니다. 면역학 연구의 WB 및 ELISA 어플리케이션에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-LAT-Y171 Rabbit pAb
비고/별칭	LAT1; pp36; IMD52; Phospho-LAT-Y171
종	인간(Human)
GeneID (인간)	27040
GeneID	27040
면역원	합성 펩타이드 인간 LAT (NP_001014987.1)의 Y171 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O43561
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 백(Ice bag)