


포스포-Lats1-S909/Lats2-S872 Rabbit Pab - O95835 / Q9Nrm7

품목 번호: CM0000703



소개

WB 및 ELISA 응용에 적합한 LATS1(S909) 및 LATS2(S872)를 인식하는 포스포-특이적 토끼 폴리클론항체. 인간 샘플에 적합하며, 주요 Hippo 경로 종양 억제자를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	포스포-LATS1-S909/LATS2-S872 Rabbit pAb
비고/별칭	LATS1; WARTS; wts; 포스포-LATS1-S909/LATS2-S872
종	인간
GeneID (인간)	9113/26524
GeneID	9113/26524
면역원	인간 LATS1 (NP_004681.1)의 S909 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95835/Q9NRM7
단백질 분자량	76kDa/126kDa
배송	아이스백