


인산화-Lats1-T1079+Lats2-T1041 토끼 단클론 항체 - O95835 / Q9Nrm7

품목 번호: CM0001759



소개

인산화된 LATS1 (T1079)와 LATS2 (T1041)를 인식하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA를 통한 힤포 신호 연구에 이상적입니다. 인간, 생쥐, 쥐 시료에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-LATS1-T1079+LATS2-T1041 토끼 mAb
비고/별칭	LATS1; WARTS; wts; 인산화-LATS1-T1079+LATS2-T1041
종	인간
유전자ID (인간)	9113/26524
유전자ID	9113/26524
면역원	합성 펩타이드: 인간 LATS1/ LATS2 (NP_004681.1)의 T1079와 T1041 주변의 합성 인산화 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	O95835/Q9NRM7
단백질 분자량	76kDa/126kDa
배송	아이스백