


Phospho-Lck-Y394 Rabbit Pab - P06239

품목 번호: CM0001510



소개

토끼 다클로날 항체는 사람 및 생쥐의 Tyr394에서 인산화된 LCK를 검출합니다. T-세포 수용체 신호 전달 연구의 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-LCK-Y394 Rabbit pAb
비고/별칭	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-LCK-Y394
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3932
면역원	사람 LCK (NP_005347.3)의 Y394 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 생쥐(Mouse)
SWISS	P06239
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백