


Phospho-Lck-Y505 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P06239

품목 번호: CM0000804



소개

인간 Lck의 Y505에서 인산화된 형태를 검출합니다.
WB, IP, ELISA에 적합합니다. T-세포 신호 전달, Lck 조절 및 면역 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Lck-Y505 Rabbit pAb
비고/별칭	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-Lck-Y505
종	인간
GeneID (Human)	3932
GeneID	3932
면역원	합성 펩타이드 인간 Lck (NP_001036236.1)의 Y505 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06239
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백