


Wb, Elisa용 Phospho-Lcp2-Y145 Rabbit Pab - Q13094

품목 번호: CM0000732



소개

인간 LCP2의 Y145 부위를 타겟팅하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스를 인식합니다. T-세포 수용체 신호 전달 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-LCP2-Y145 Rabbit pAb
비고/별칭	IMD81; SLP76; SLP-76; Phospho-LCP2-Y145
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3937
면역원	합성 펩타이드 인간 LCP2 (NP_005556.1)의 Y145 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13094
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 백(Ice bag)