


Phospho-Lyn-Y397 Rabbit Mab - P07948

품목 번호: CM0000445



소개

WB, ELISA용 Lyn (Tyr397) 타겟 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 면역 반응, 조혈, 및 세포 신호 전달에서 Lyn 키나제 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Lyn-Y397 Rabbit mAb
비고/별칭	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Phospho-Lyn-Y396
종	사람(Human)
GeneID (사람)	4067
GeneID	4067
면역원	합성 펩타이드 사람 Lyn (P07948)의 Y396 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P07948
단백질 분자량	56kDa/59kDa
배송	아이스백