

Phospho-Map2K1-S217/Map2K2-S221 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q02750 / P36507

품목 번호: CM0001753



소개

MAP2K1(인 S217 인산화)과 MAP2K2(인 S221 인산화)를 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트 시료에서 WB 및 ELISA에 적합합니다. MAPK/ERK 신호 캐스케이드 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221 토끼 pAb
비고/별칭	MEK1/MEK2; Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221
종	사람
유전자 ID (사람)	5604/5605
면역원	사람 MAP2K1/MAP2K2의 S217 및 S221 부위에 위치한 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q02750/P36507
단백질 분자량	40kDa/43kDa/44kDa
배송 방식	아이스팩