


Phospho-Map2K4-T261 토끼 다클론 항체 - P45985

품목 번호: CM0000940



소개

WB 및 ELISA에 사용되는 Phospho-MAP2K4 (Thr261) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 MAP2K4를 검출합니다. 스트레스 활성화 JNK 및 p38 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-MAP2K4-T261 토끼 다클론 항체
비고/별칭	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-T261
종	인간
유전자ID (인간)	6416
유전자ID	6416
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P45985
단백질 분자량	44kDa
배송 방법	아이스팩