

Phospho-Map3K5 (Ask1/Mekk5) S967 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q99683

품목 번호: CM0001714



소개

인간 MAP3K5 (ASK1/MEKK5)의 S967 인산화 부위를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다가 항체로, WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다.

세포자멸(apoptosis), 스트레스 반응 및 선천성 면역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MAP3K5-S967 Rabbit pAb
비고/별칭	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-S967
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	4217
GeneID	4217
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 MAP3K5의 S967 주변 잔기에 상응하는 인산화 특이적 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS (접근번호)	Q99683
단백질 분자량	155kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)