

## 인산화-Map3K5-S83 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q99683

품목 번호: CM0001243



### 소개

웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증된 고품질성 인산화-MAP3K5-S83 토끼 다클론 항체입니다. 인간 유래 세린 83 위치에서 인산화된 MAP3K5 (ASK1)을 표적으로 합니다. 아포토시스, 스트레스 반응 및 MAPK 신호전달 경로 연구에 필수적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 제품명         | 인산화-MAP3K5-S83 토끼 다클론 항체                              |
| 비고/별칭       | ASK1, MEKK5, MAPKKK5, 인산화-MAP3K5-S83                  |
| 종           | 인간                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 4217                                                  |
| 유전자 ID      | 4217                                                  |
| 면역원         | 인간 MAP3K5 (NP_005914.1)의 S83 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드입니다. |
| 기원          | 토끼                                                    |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 인간                                                    |
| SWISS       | Q99683                                                |
| 단백질 분자량     | 155kDa                                                |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                 |