

## Wb, Elisa용 Phospho-Map3K5-T845 토끼 다클로날 항체 - O35099

품목 번호: CM0000853

## 소개

WB 및 ELISA용 Phospho-MAP3K5-T845 토끼 다클로날 항체입니다. MAPK 스트레스 및 면역 신호 전달 경로(분자량 ~155kDa, 인간 교차 반응)의 핵심 키나아제인 마우스 및 인간 ASK1을 검출합니다. 세포자멸사 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수         | 값                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명          | Phospho-MAP3K5-T845 Rabbit pAb                               |
| 비고/별칭        | ASK; ASK1; Mek5; MAPKKK5; 7420452D20Rik; Phospho-MAP3K5-T845 |
| 종            | 마우스 (Mouse)                                                  |
| GeneID (인간)  | 4217                                                         |
| GeneID (마우스) | 26408                                                        |
| 면역원          | 합성 펩타이드 / 마우스 MAP3K5 (NP_032606.4)의 T845 부근 합성 인산화 펩타이드      |
| 공급원          | 토끼 (Rabbit)                                                  |
| 카테고리         | 인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)                           |
| 애플리케이션       | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성       | 인간 (Human)                                                   |
| SWISS        | O35099                                                       |
| 단백질 분자량      | 155kDa                                                       |
| 배송           | 아이스백                                                         |