


Wb, Elisa용 Phospho-Max-S11 토끼 다클로날 항체 - P61244

품목 번호: CM0001367



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-MAX-S11 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 MAX의 세린 11(Serine 11)에서 인산화된 형태에 특이적입니다.

MYC/MAX/MAD 전사 조절 및 크로마틴 리모델링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MAX-S11 Rabbit pAb
비고/별칭	bHLHd4; Phospho-MAX-S11
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	4149
GeneID	4149
면역원	합성 펩타이드; 인간 MAX (NP_002373.3)의 S11 부근의 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	P61244
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)