


Phospho-Mcl1-T163 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q07820

품목 번호: CM0001711



소개

MCL1의 T163 인산화를 표적으로 하는 인산화 특이성 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스 MCL1과 반응합니다. 세포사멸 및 백혈병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-MCL1-T163 Rabbit pAb
비고/별칭	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; Phospho-MCL1-T163
종	인간
GeneID (인간)	4170
GeneID	4170
면역원	합성 펩타이드 인간 MCL1 (NP_068779.1)의 T163 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q07820
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백