


## Wb, Elisa용 Phospho-Mcm2-S139 토끼 다클로날 항체 - P49736

품목 번호: CM0001331



### 소개

WB, ELISA용으로 검증된 Phospho-MCM2-S139 토끼 다클로날 항체로, Ser139에서 인산화된 인간 MCM2와 반응합니다. DNA 복제 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-MCM2-S139 Rabbit pAb                                           |
| 비고/별칭       | BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; Phospho-MCM2-S139 |
| 종           | 인간(Human)                                                              |
| GeneID (인간) | 4171                                                                   |
| GeneID      | 4171                                                                   |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 MCM2 (NP_004517.2)의 S139 주변 합성 인산화 펩타이드.                    |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                             |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                                 |
| 응용          | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성      | 인간(Human)                                                              |
| SWISS       | P49736                                                                 |
| 단백질 분자량     | 102kDa                                                                 |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                                         |