

Ihc-P 및 Elisa용 Phospho-Mdm2-S166 Rabbit Mab - Q00987

품목 번호: CM0001665



소개

Phospho-MDM2-S166 Rabbit mAb는 세린 166에서 인산화된 인간 MDM2를 특이적으로 검출합니다. IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. p53-MDM2 축 및 세포사멸 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MDM2-S166 Rabbit mAb
비고/별칭	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S166
종	인간
유전자 ID (인간)	4193
유전자 ID	4193
면역원	합성 펩타이드: 인간 MDM2의 S166 주변 잔기에 해당하는 인산화 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q00987
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백