

Phospho-Mdm2-S260 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q00987

품목 번호: CM0000480



소개

Phospho-MDM2-S260 Rabbit pAb는 S260에서 인산화된 인간 MDM2를 검출합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. p53 유비퀴틴화, 세포사멸, 암 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MDM2-S260 Rabbit pAb
비고/별칭	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S260
종	인간
GeneID (인간)	4193
GeneID	4193
면역원	인간 MDM2 (NP_001354919.1)의 S260 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q00987
단백질 무게	55kDa
배송	아이스백