

Phospho-Mef2C-S396 Rabbit Pab - Q06413

품목 번호: CM0000617

소개

WB 및 ELISA용 Phospho-MEF2C (S396) 토끼 다클로날 항체; 인간 MEF2C를 ~51kDa에서 검출합니다. 전사 조절, 신경 발생, 및 근육 형성에서의 MEF2C 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-MEF2C-S396 Rabbit pAb
비고/별칭	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; Phospho-MEF2C-S396
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4208
GeneID	4208
면역원 항체	인간 MEF2C (NP_002388.2)의 S396 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q06413
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 백(Ice bag)