

Phospho-Mek1 (Ps221) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q02750

품목 번호: CM0000474



소개

S221에서 인산화된 MEK1에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. MAPK/ERK 신호 전달 경로 및 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MEK1-pS221 Rabbit pAb
비고/별칭	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-pS221
종	인간
유전자 ID	5604
면역원	인간 MEK1 (NP_002746.1)의 S221 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02750
단백질 무게	43kDa
배송	아이스백