

Phospho-Mek1-S217 Rabbit Pab For Wb - Q02750

품목 번호: CM0000782



소개

Ser217에서 인산화된 MEK1을 검출하는 인산화 특이성 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보이며 WB 및 ELISA에서 검증됨. MAPK/ERK 경로 연구를 위한 필수 도구.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MEK1-S217 Rabbit pAb
비고/별칭	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S217
종	인간
유전자 ID (인간)	5604
유전자 ID	5604
면역원	합성 펩타이드 인간 MEK1 (NP_002746.1)의 S217 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02750
단백질 무게	43kDa
배송	아이스백