

인산화-Mek1-T286 토끼 다클론 항체 - Q02750

품목 번호: CM0001739



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인산화-MEK1-T286 토끼 다클론 항체로, T286 위치에서 인산화된 인간, 생쥐, 랫드 MEK1을 검출합니다. MAPK/ERK 경로 연구 및 약물 개발 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-MEK1-T286 토끼 다클론 항체
비고/별칭	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; 인산화-MEK1-T286
종	인간
유전자ID (인간)	5604
유전자ID	5604
면역원	인간 MEK1 (NP_002746.1)의 T286 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	Q02750
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩