

Wb, Ip, Elisa용 인산화-Mek1/Mek2-S217/S221 토끼 Mab - Q02750/P36507

품목 번호: CM0000575



소개

WB, IP, ELISA에 대해 검증된 인산화-MEK1/MEK2 (Ser217/Ser221) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. MAPK/ERK 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-MEK1/MEK2-S217/S221 토끼 mAb
비고/별칭	MEK1/MEK2; 인산화-MEK1/MEK2-S217/S221
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	5604/5605
GeneID	5604/5605
면역원	인간 MEK1/MEK2 (NP_002746.1)의 S217 및 S221 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q02750/P36507
단백질 분자량	40kDa/43kDa/44kDa
배송	아이스백 (Ice bag)