

Phospho-Mek6-S207 Rabbit Pab - P52564

품목 번호: CM0001787



소개

인간 MEK6의 세린 207(Serine 207) 부위가 인산화된 형태를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다가클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 면역형광법을 사용하여 인간 및 쥐(Rat) 샘플에서 적용 가능하며, 스트레스 및 사이토카인 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MEK6-S207 Rabbit pAb
비고/별칭	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3; Phospho-MEK6-S207
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5608
GeneID	5608
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 MAP2K6의 S207 잔기 주변에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P52564
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)