

인-Y1349 포스포 메트 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P08581

품목 번호: CM0000548



소개

WB 및 ELISA에 적합한 검증된 인-Y1349 포스포 메트(Y1349) 토끼 다클론 항체로, 사람과 래트와 교차 반응성이 있습니다. 간세포 성장 인자 수용체의 인산화를 검출하며, 메트 신호 전달 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-Y1349 포스포 메트 토끼 pAb
비고/별칭	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN897; Phospho-MET-Y1349
종	사람
유전자ID (사람)	4233
유전자ID	4233
면역원	합성 펩타이드 사람 MET의 Y1349 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_000236.2)
생산 기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 래트
SWISS	P08581
단백질 분자량	156kDa
배송 방식	아이스 팩