

Phospho-Mkk3-S189+Mkk6-S207 Rabbit Mab - P46734 / P52564

품목 번호: CM0001586

소개

인간, 마우스 및 랫트 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 인산화된 MKK3 (S189) 및 MKK6 (S207)을 인식하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 스트레스 키나제 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 Rabbit mAb
비고/별칭	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
종	Human
유전자 ID (인간)	5606/5608
유전자 ID	5606/5608
면역원	합성 펩타이드: 인간 MKK3/MKK6(P46734/P52564)의 S207 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P46734/P52564
단백질 분자량	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
배송	아이스 팩