

Wb, Ip, Elisa용 Phospho-Mlkl-S345 토끼 단일클론 항체 - Q9D2Y4

품목 번호: CM0012504



소개

세린 345가 인산화된 마우스 MLKL에 특이적인 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역침전 및 ELISA에 적합합니다. 네크로토시스 신호전달과 TNF 유도 프로그램된 세포 사멸을 연구해 보세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MLKL-S345 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	9130019I15Rik
종	마우스
GeneID (인간)	197259
GeneID	74568
면역원	합성 펩타이드: 마우스 MLKL(NP_001297542.1)의 S441 주변 합성 인산화 펩타이드
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9D2Y4
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩