

Phospho-Mlkl-S358 Rabbit Pab - Q8Nb16

품목 번호: CM0000546



소개

S358에서 인산화된 인간 MLKL을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 랫트와 교차 반응합니다. 네크로ptosis 및 프로그램된 세포 사망 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MLKL-S358 Rabbit pAb
비고/별칭	hMLKL; Phospho-MLKL-S358
종	Human (인간)
GeneID	197259
면역원	합성 펩타이드: 인간 MLKL (NP_689862.1)의 S358 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간), Rat (랫트)
SWISS	Q8NB16
단백질 분자량	54kDa
배송	Ice bag (아이스 팩)