

Wb 및 Elisa용 Phospho-Mlkl-S441 Rabbit Pab - Q9D2Y4

품목 번호: CM0000594



소개

Phospho-MLKL-S441 Rabbit pAb는 세린 441에서 인산화된 마우스 MLKL을 검출하며, 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 괴사성 세포사멸 및 세포사멸 연구의 WB 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MLKL-S441 Rabbit pAb
비고/별칭	9130019I15Rik; Phospho-MLKL-S441
종	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	197259
GeneID (마우스)	74568
면역원	Synthetic peptide; 마우스 MLKL (NP_001297542.1)의 S441 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간), Rat (쥐)
SWISS	Q9D2Y4
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백