


Phospho-Mre11 (Ser676) Rabbit Pab For Wb - P49959

품목 번호: CM0001997



소개

Phospho-MRE11 (Ser676) 토끼 폴리클론항체는 웨스턴 블롯(WB)에서 Ser676에서 인산화된 인간 MRE11을 특이적으로 검출합니다. 이중 가닥 절단 수리, 텔로미어 유지 및 감수 분열 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-MRE11 (Ser676) Rabbit pAb
비고/별칭	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; Phospho-MRE11 (Ser676)
종 특이성	인간
GeneID (Human)	4361
GeneID	4361
면역원	합성 펩타이드 인간 MRE11 (NP_005582.1)의 S676 주변 합성 인산화 펩타이드.
항체 원천	토끼
카테고리	인산화 특이적 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P49959
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백