


인산화-Myh9-S1943 토끼 Pab - P35579

품목 번호: CM0001874



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인산화-MYH9(S1943) 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 미오신-9와 반응합니다. 세포 운동성, 세포질 분열, 세포골격 재구성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-MYH9-S1943 토끼 pAb
비고/별칭	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; 인산화-MYH9-S1943
종	인간
유전자ID (인간)	4627
유전자ID	4627
면역원	합성 펩타이드; 인간 MYH9 (NP_002464.1)의 S1943 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35579
단백질 분자량	227kDa
배송 방식	아이스 팩