

Phospho-Myl9 (Ser19) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P24844

품목 번호: CM0001358

소개

Phospho-MYL9 (Ser19) 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료된 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응. 평활근 및 비근육 수축 조절 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-MYL9-S19 Rabbit pAb
비고/별칭	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-S19
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	10398
면역원	합성 펩타이드: 인간 MYL9 (NP_006088.2)의 S19 주변 합성 인산화 펩타이드
항체 원천	토끼
분류	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24844
단백질 분자량	20kDa
배송 조건	아이스백