

Phospho-Myl9-T18/S19 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P24844

품목 번호: CM0000583

소개

MYL9 (Thr18/Ser19)를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적용 가능합니다. 사람, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 평활근 수축성 및 세포 운동성 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-MYL9-T18/S19 토끼 pAb
비고/별칭	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-T18/S19
반응 종	사람
유전자 ID (사람)	10398
유전자 ID	10398
면역원	사람 MYL9 (NP_006088.2)의 T18 및 S19 부위에 해당하는 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P24844
단백질 분자량	20kDa
배송 방법	아이스 팩