

Wb, Elisa용 인산화-미오신 경쇄 2-S19 토끼 Mab - P24844

품목 번호: CM0001147

소개

WB, ELISA용 인산화-미오신 경쇄 2-S19 토끼 단일클론 항체 (P24844). 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 사람 미오신 경쇄 2의 인산화된 S19를 특이적으로 검출합니다. 수축성 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-미오신 경쇄 2-S19 토끼 mAb
비고/별칭	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; 인산화-미오신 경쇄 2-S19
종	사람 (Human)
유전자 ID	10398
면역원	사람 미오신 경쇄 2 (NP_006088.2)의 S19 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	P24844
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)