

Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19 Rabbit Mab - P24844

품목 번호: CM0001200

소개

Thr18/Ser19에서 Myosin Light Chain 2를 표적하는  
포스포-특이적 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에서 WB  
및 ELISA로 검증됨. 평활근 수축성, 세포질 분열 및 세포  
이동에 관한 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                              |
| 제품명         | Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19 Rabbit mAb                                |
| 비고/별칭       | LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19 |
| 종           | 인간                                                                             |
| GeneID (인간) | 10398                                                                          |
| GeneID      | 10398                                                                          |
| 면역원         | 인간 Myosin Light Chain 2 (NP_006088.2)의 T18/S19 주변 합성 인산화 펩타이드.                 |
| 원천          | 토끼                                                                             |
| 범주          | 인산화 항체                                                                         |
| 적용          | WB, ELISA                                                                      |
| 교차 반응성      | 인간                                                                             |
| SWISS       | P24844                                                                         |
| 단백질 무게      | 20kDa                                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                                           |